

GOED GLUCOSEMETEN

DE BLOEDGLUCOSEMETER IS:^[2]

- Schoon
- Correct gecodeerd
- Ingesteld op mmol/l

DE TESTSTRIPS ZIJN:

- Passend bij de bloedglucosemeter
- In originele verpakking
- Binnen de uiterste houdbaarheidsdatum

DE BLOEDDRUPPEL WORDT GEPRIKT:

- Op schone en droge handen
- Met nog niet gebruikte lancetten
- Op de buitenzijde van de vingertop

VOOR DE METING:

- Wordt de eerste druppel bloed gebruikt
- Is voldoende bloed aangebracht

