




OSA-THERAPIE

Hoe maakt u uw nieuwe  
Philips Dreamstation  
gereed voor gebruik


0462V1

[www.mediq.nl](http://www.mediq.nl)



### Haal de stekker uit het apparaat

Verwijder de stekker. Deze zit aan de linker kant van de Dreamstation.



### Maak de slang los van het apparaat

Wanneer u een bevochtiger aan uw apparaat gekoppeld heeft, haal dan de slang uit de bevochtiger.



Wanneer u geen bevochtiger heeft, haal dan de slang uit de achterkant van uw CPAP-apparaat.



### Ontkoppel de bevochtiger

Wanneer er een bevochtiger aan uw CPAP-apparaat gekoppeld is, haal deze dan los door op de grijze knop aan de rechterkant te drukken.



### Wanneer u uw oude apparaat terugstuurt, graag alleen het CPAP-apparaat zonder bevochtiger opsturen. Zoals op de afbeelding hierboven.

Dit is wat er overblijft wanneer u de stekker, bevochtiger, slang, masker en (indien aanwezig) de modem verwijdert.

### Let op: de volgende onderdelen kunt u opnieuw gebruiken en zijn geschikt voor uw nieuwe apparaat:

- Stekker
- Bevochtiger
- Slang
- Uw masker

### Terugsturen oude CPAP-apparaat

Wanneer u uw nieuwe Philips Dreamstation heeft voorzien van de bevochtiger, stekker, slang en masker, is deze klaar voor gebruik.

U ontvangt vervolgens 3 dagen na ontvangst van uw nieuwe apparaat een e-mail om een ophaalafpraak voor uw oude CPAP-apparaat in te plannen. Zodat u een dag kunt uitkiezen die u het beste uitkomt.

Voor het terugsturen van uw oude apparaat kunt u de doos van uw nieuwe hergebruiken.