

Pulpmatic Eco versus traditionele bedpanspoeler

	Pulpmatic Eco	Bedpanspoeler*	Besparing
Capaciteit	Tot 4 pulpmaterialen	1 - 3 urineflessen of 1 bedpan	
Cyclus tijd	90 seconden	Tot 11 minuten	Tot 9,5 min / 86% besparing
Elektriciteitsverbruik	0,015kWh per cyclus	Tot 0,175kWh per cyclus	Tot 91% besparing
Waternverbruik	21 liter per cyclus	Tot 40 liter per cyclus	Tot 47% besparing
Chemie vloeistof	1 type, EcoCleanse	1 of 2 types, detergent en/of reiniger	
Chemie dosering	8ml	Gemiddeld 40ml	Tot 80% besparing