

Pakket B - Onderhoud autoclaven

Onderhoudsabonnement

- Uitlezen van het geheugen van de autoclaaf. Hierin staan eventuele storingen en problemen vermeld van het afgelopen jaar.
- Reiniging van de ketel en watertank.
- Controle aansluiting slangen en elektra.
- Vervangen van de deurring, alle filters en pakkingen, ook inwendig. Hiervoor wordt de autoclaaf gedemonteerd.
- Controle van het sterilisatieproces d.m.v. een vacuümtest en Bowie&Dicktest. Hierbij wordt gecontroleerd: Sterilisatiedruk, temperatuur, vacuüm en werkelijke sterilisatietijd.
- De resultaten van de tests worden, indien mogelijk, bij uw klantgegevens bewaard. Dit als eventueel bewijs dat de autoclaaf goed functioneert.
- Afgifte certificaat van goedkeuring voor een jaar.
U wordt gewezen op de regelgeving van de waterleidingmaatschappij inzake het niet mogen terug laten vloeien van vervuild water en het eventueel laten monteren van een breaktank tussen de autoclaaf en waterleiding om KIWA-gecertificeerd te zijn.

Overwegingen

- Het steriliseren van uw instrumenten is essentieel voor goede infectiepreventie in uw praktijk. Het is belangrijk om jaarlijks te laten controleren of uw autoclaaf nog daadwerkelijk correct functioneert.
- Voor de continuïteit is het noodzakelijk dat de autoclaaf jaarlijks wordt gereinigd en onderhouden. Om vervuiling en storingen te voorkomen, moeten naast het reinigen en vervangen van de uitwendige filters ook de inwendige filters van de autoclaaf worden vervangen.
- Met het afsluiten van het onderhoudsabonnement krijgt u bij storing gratis een vervangende autoclaaf.
- Het niet laten controleren en onderhouden van een autoclaaf kan ook consequenties hebben voor de aansprakelijkheid. Ook stellen sommige verzekeraars en de inspectie (IGZ) strenge eisen m.b.t. onderhoud van praktijkapparatuur en autoclaven in het bijzonder.

Tarief vanaf april 2024 (excl. Btw)

Pakket B	S-Autoclaven
Per jaar en onder voorbehoud van wijzigingen	Melag 15EN+ / 23S / 23V-S / 29V-S/ 123S / 105
Jaarlijks onderhoud en controle autoclaven	€ 219,45

Tarieven exclusief kosten standaard reistijd (1 uur).

De aanpak van Mediq Technische Service is conform de NHG-richtlijnen.

Wij helpen u graag

Wilt u meer informatie over onderhoud? Ga dan naar [mediq.nl/zorgprofessional/diensten/technisch-onderhoud](https://www.mediq.nl/zorgprofessional/diensten/technisch-onderhoud)
Of neem contact met ons op via telefoonnummer **088 888 94 86** of serviceplanning@mediq.com.



at the heart of healthcare