

Pakket C - Onderhoud Hemocue HB301 analyzer

Hemocue HB301 analyzer controle

Correct en altijd betrouwbaar. Door het frequente gebruik van de analyzer wilt u er van op aan kunnen dat uw analyzer altijd de juiste uitkomst geeft. Laat uw analyzer daarom jaarlijks controleren door Mediq Technische Service.

Wat wordt tijdens de controle gedaan:

- Praktijktest met Eurotrol testvloeistof
- Controle op waarden: hoog, midden en laag niv eau
- Functionele controle
- Controle op vervuiling
- 'Uitwendige' controle van knoppen, schakelaars of zichtbare mechanische defecten
- Controle van adapter en bekabeling

⚠ Let op: De HemoCue HB301 is geen onderdeel van het standaard praktijkonderhoud. Pakket C kan alleen in combinatie met een Basis Onderhoud contract.

Tarief vanaf april 2024 (excl. Btw)

Analyzer	Tarief
Aanvullend onderhoud HemoCue HB301 analyzer tijdens jaarlijks praktijk onderhoud (Pakket A)	€ 25,30



Wij helpen u graag

Wilt u meer informatie over onderhoud? Ga dan naar [mediq.nl/zorgprofessional/diensten/technisch-onderhoud](https://www.mediq.nl/zorgprofessional/diensten/technisch-onderhoud)
Of neem contact met ons op via telefoonnummer **088 888 94 86** of serviceplanning@mediq.com.