

Pakket B - Onderhoud autoclaven

Het steriliseren van uw instrumenten is essentieel voor goede infectiepreventie in uw praktijk. Het is belangrijk om eens per 2 jaar (of eerder bij het bereiken van 1000 cycli) te laten controleren of uw autoclaaf nog daadwerkelijk correct functioneert.

- Met het afsluiten van het onderhoudsabonnement krijgt u bij storing eventueel een vervangende autoclaaf.
- Het niet laten controleren en onderhouden van een autoclaaf kan consequenties hebben voor de aansprakelijkheid. Ook stellen sommige verzekeraars en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) strenge eisen m.b.t. onderhoud van praktijkapparatuur en autoclaven in het bijzonder.

Onderhoudsabonnement

- Uitlezen van het geheugen van de autoclaaf. Hierin staan eventuele storingen en problemen vermeld van het afgelopen jaar.
- Reiniging van de ketel en watertank.
- Controle aansluiting slangen en elektra.
- Vervangen van de deurring, alle filters en pakkingen, ook inwendig. Hiervoor wordt de autoclaaf gedemonteerd.
- Controle van het sterilisatieproces d.m.v. een vacuümtest en Bowie & Dicktest.
Hierbij wordt gecontroleerd: Sterilisatiedruk, temperatuur, vacuüm en werkelijke sterilisatietijd.
- De resultaten van de tests worden, indien mogelijk, bij uw klantgegevens bewaard.
Dit als eventueel bewijs dat de autoclaaf goed functioneert.
- U wordt gewezen op de regelgeving van de waterleidingmaatschappij inzake het niet mogen terug laten vloeien van vervuild water en het eventueel laten monteren van een breaktank tussen de autoclaaf en waterleiding om KIWA-gecertificeerd te zijn.

Tarieven vanaf september 2025 (excl. btw)

Pakket B

S-Autoclaven

Voor de volgende typenummers

Melag 15EN+ / 23S / 23V-S

Onderhoud en controle 1x per 2 jaar, of eerder bij het bereiken van 1000 cycli

€ 250,00

Voor de volgende typenummers

Melag 123S

Onderhoud en controle 1x per 2 jaar, of eerder bij het bereiken van 1000 cycli

€ 250,00

Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen en exclusief kosten standaard reistijd (1 uur).

Onderhoud van autoclaven wordt uitgevoerd volgens strenge kwaliteitseisen en protocol van Melag.

Wij helpen u graag

Wilt u meer informatie over onderhoud? Ga dan naar [mediq.nl/zorgprofessional/diensten/technisch-onderhoud](https://www.mediq.nl/zorgprofessional/diensten/technisch-onderhoud)

Of neem contact met ons op via telefoonnummer 088 888 94 86 of serviceplanning@mediq.com.



at the heart of healthcare