

Pakket Speciaal Onderhoud

Onze apparaten vallen vaak onder strikte regelgeving en vereisen certificering en/of periodiek onderhoud door de leverancier of fabrikant. Dit betekent dat ze regelmatig gecontroleerd moeten worden om te voldoen aan de geldende normen en richtlijnen. Naast standaard inspecties bieden wij gespecialiseerd onderhoud aan, afgestemd op de technische eisen van elk apparaat.

Met het pakket Speciaal onderhoud bent u verzekerd van:

- Gecertificeerde controle en onderhoud volgens leveranciersrichtlijnen
- Vervanging van onderdelen met originele of goedgekeurde componenten
- Documentatie en rapportage voor uw eigen kwaliteitsborging en audits
- Minimale downtime door snelle en deskundige interventie

Speciaal onderhoud pakketten & tarieven:

CRP analyzer	Controle met behulp testvloeistof op twee niveaus. Controle accu/batterijen. Controle software.	€ 87,50
Spirometer	Controle met behulp van kalibratie menu spirometer. Controle software.	€ 37,50
Vital signs Monitor	Dynamische en statische drukmeting. Controle eventuele lekkage manchetten en meter. Controle op twee temperaturen. Controle saturatiemeter en controle infrarood-lens. Controle accu/batterijen.	€ 62,50
Pulpvermaler	Controle volgens protocol leverancier.	€ 250,00
Vernevelaar	Controle met behulp van drukmeter en flowmeter. Controle slangen en filter.	€ 57,29
AED apparaat	Controle volgens protocol leverancier. Controle houdbaarheid electrode. Controle hoofdaccu en vervangen 9V batterij.	€ 85,94
Uitzuigapparaat	Controle d.m.v. gekalibreerd drukmeetinstrument. Controle algehele werking. Controle netspanning snoer. Controle slangen en filters. Controle accu.	€ 52,08
Zuurstofconcentrator	Controle d.m.v. gekalibreerd drukmeetinstrument en flowmeter. Controle accu en veiligheidstest. Controle filters.	€ 200,00

Bovengenoemde tarieven onder voorbehoud van wijzigingen en exclusief kosten standaard reistijd (1 uur).

Wij helpen u graag

Wilt u meer informatie over onderhoud? Ga dan naar [mediq.nl/zorgprofessional/diensten/technisch-onderhoud](https://www.mediq.nl/zorgprofessional/diensten/technisch-onderhoud)
Of neem contact met ons op via telefoonnummer **088 888 94 86** of serviceplanning@mediq.com.



at the heart of healthcare