

Mediq Technische Service

PAKKET C: ONDERHOUD QUIKREAD GO (CRP) ANALYZER



QUIKREAD GO ANALYZER CONTROLE

Correct en altijd betrouwbaar. Door het frequente gebruik van de analyzer wilt u er van op aan kunnen dat uw analyzer altijd de juiste uitkomst geeft.

Laat uw analyzer daarom jaarlijks controleren door Mediq Technische Service.

Wat wordt tijdens de controle gedaan:

- Praktijktest en metingen met speciale testvloeistof
- Controle op standaard meetwaarden
- Functionele controle
- Meter wordt geopend om vervuiling te verwijderen
- Meter wordt voorzien van de laatst beschikbare versie software

Let op: momenteel kan alleen Orion QuikRead go analyzer gecontroleerd worden.

Indien het onderhoud van de CRP-analyzer samen met uw jaarlijks praktijkonderhoud wordt uitgevoerd dan bespaart u € 55,00.

TARIEF 2021 (EXCL. BTW)

Analyzer	
Onderhoud QuikRead go (CRP) analyzer	€ 75,00
Aanvullend onderhoud QuikRead go (CRP) analyzer tijdens jaarlijks praktijkonderhoud (Pakket A)	€ 20,00

ONDERHOUDSAFSPRAAK

Voor het maken van een onderhoudsafspraak met Mediq Technische Service belt u +31 (0)30 - 282 16 92.

WIJ HELPEN U GRAAG

Wilt u meer informatie over onderhoud? Ga dan naar pluspunt.mediqmedeco.nl/technisch-onderhoud. Of neem contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)30 - 282 16 92 of serviceplanning@mediq.com.

