

# Mediq Technische Service

## PAKKET C: ONDERHOUD HEMOCUE HB301 ANALYZER



### HEMOCUE HB301 ANALYZER CONTROLE

Correct en altijd betrouwbaar. Door het frequente gebruik van de analyzer wilt u er van op aan kunnen dat uw analyzer altijd de juiste uitkomst geeft.

Laat uw analyzer daarom jaarlijks controleren door Mediq Technische Service

Wat wordt tijdens de controle gedaan:

- Praktijktest met Eurotrol testvloeistof
- Controle op waarden: hoog, midden en laag niveau
- Functionele controle
- Controle op vervuiling
- 'Uitwendige' controle van knoppen, schakelaars of zichtbare mechanische defecten
- Controle van adapter en bekabeling

Let op: De HemoCue HB301 is geen onderdeel van het standaard praktijkonderhoud.

Indien u het onderhoud van de HemoCue HB301 analyzer samen met uw jaarlijks praktijkonderhoud wordt uitgevoerd dan bespaart u € 55,00.

### TARIEF 2021 (EXCL. BTW)

Analyzer	
Onderhoud HemoCue HB301 analyzer	€ 75,00
Aanvullend onderhoud HemoCue HB301 analyzer tijdens jaarlijks praktijk onderhoud (Pakket A)	€ 20,00

### ONDERHOUDSAFSPRAAK

Voor het maken van een onderhoudsafspraak met Mediq Technische Service belt u +31 (0)30 - 282 16 92.

### WIJ HELPEN U GRAAG

Wilt u meer informatie over onderhoud? Ga dan naar [pluspunt.mediqmedeco.nl/technisch-onderhoud](https://pluspunt.mediqmedeco.nl/technisch-onderhoud).  
Of neem contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)30 - 282 16 92 of [serviceplanning@mediq.com](mailto:serviceplanning@mediq.com).

