

Klein in formaat, groot in prestaties



Teststrip invoeren

Neem een Accu-Chek Aviva teststrip uit de flacon en sluit de flacon. Voer de teststrip in de meter. De meter gaat automatisch aan.



Display vermeldingen

In de display verschijnt het codenummer 111. Hierna verschijnen het teststripsymbool en een knipperend bloeddruppel-symbool op de display.



Bloed aanbrengen

Houd de bloeddruppel tegen de uitsparing aan de voorkant van het gele testveld van de teststrip. Zodra de zandloper op de display knippert, is er voldoende bloed opgezogen door de teststrip.



Resultaat aflezen

Na ca. 5 seconden verschijnt het resultaat. Er kan nu een markering meegegeven worden aan het resultaat. Verwijder hierna de teststrip uit de meter. De meter gaat automatisch uit.



Meer details?

Raadpleeg de Accu-Chek® Aviva Nano handleiding

Aanspannen en prikken in 1 klik



Bloeddruppel verkrijgen
Aanspannen en prikken
in 1 klik



Prikdiepte instellen
Draai de instelring voor
de juiste prikdiepte



Lancet vervangen
Beweeg het hendeltje
heen en weer voor een
nieuw lancet

11 standen
voor iedere
huiddikte

**Het cijfer in het
venster** geeft het
aantal resterende
lancetten aan

Aanspannen en
prikken in **1 klik**



Hendeltje om eenvoudig een
nieuw lancet te verkrijgen

Zes lancetten in
een houder **Geen**
losse lancetten

Clixmotion technologie voor minder pijnlijk prikken

- Met gepatenteerde technologie die het lancet vanuit twee richtingen stuurt.
- Zorgt voor een soepele heen-en-weerbeweging van het lancet.
- Lancet heeft een smaller wordend, drievlaks geslepen naaldpunt voor verminderde pijn en een soepele doordringing van de huid.



Ontdek het nieuwe prikken -
uw vingertoppen zullen u dankbaar zijn

De Accu-Chek FastClix is bedoeld voor gebruik bij zelfcontrole door één persoon. De prikken mag niet worden gebruikt voor het afnemen van bloed bij verschillende personen, omdat hiervoor geen speciale voorzieningen ter voorkoming van infectiegevaar getroffen zijn.

Ontdek wat mogelijk is.

Ga voor meer informatie naar www.accu-chek.nl of bel 0800 - 022 05 85 (gratis).

