

Legen van de urine-opvangzak



1 Leg eerst alle spullen binnen handbereik: de pompflacon met handzeep en de schone handdoek


2 Was uw handen en droog deze af met een schone handdoek

Tip: gebruik voor het wassen van uw handen het liefst (hand)zeep uit een pompflacon. Dit is hygiënischer dan uw handen te wassen met een stuk zeep.

3 Indien aanwezig verwijder dan eerst het beschermdopje onderaan het kraantje van de urine-opvangzak.

U kunt ook de instructie-video open draaien van kraantjes bekijken.

Open nu het kraantje onderaan de urine-opvangzak(dag) en leeg de urine-opvangzak(dag) in het toilet.



Hoe het kraantje onderaan de urine-opvangzak geopend moet worden, is afhankelijk van het type urine-opvangzak. Lees hiervoor de gebruiksinstructies die in de verpakking zit.

4 Na het legen van de urine-opvangzak(dag) sluit u het kraantje en plaatst u eventueel het beschermdorpje weer op het kraantje.

5 Desinfecteer het uiteinde van het kraantje met een met alcohol doordrenkt gaasje of wattenstaafje. Zo voorkomt u dat bacteriën groeien in het kraantje.

Tip: een flesje alcohol 70% is verkrijgbaar bij apotheek, drogist of de medisch speciaalzaak.

6 Was nogmaals uw handen en droog deze af met de handdoek